



Evita errores de medicación ya que la dosis a administrar viene precargada, lista para usar y precintada en cápsulas monodosis desechables.



No requiere limpieza ni desinfección tras cada uso ya que la boquilla (en contacto con el paciente) y la malla vibratoria (en contacto con la medicación) están integradas en la cápsula que se desecha tras cada uso.



La necesidad de un único paso para su montaje y carga hace que su **manejo sea muy sencillo**. Además, su reducido tamaño y sus baterías que se cargan como un móvil facilitan su uso en cualquier lugar.



688 711 658



jjs@lainomedical.com

www.nebulok.com



nebulok

El primer nebulizador inteligente electrónico

El nuevo dispositivo patentado **NEBULOK** -con su sistema de cápsulas desechables- es un nebulizador inteligente que soluciona los problemas e inconvenientes de los nebulizadores actuales.

Las guías clínicas de las sociedades científicas sobre terapias inhaladas reconocen que los nebulizadores actuales son muy eficaces pero que presentan una serie de inconvenientes que limitan su uso frente a otros dispositivos.

A saber: son difíciles de usar y de transportar, y además, precisan un laborioso mantenimiento (limpieza y desinfección) para seguir funcionando correctamente y evitar infecciones.

El nebulizador **NEBULOK**, con su innovador sistema de cápsulas precargadas monodosis desechables con la malla vibratoria incorporada en dichas cápsulas revoluciona el concepto de nebulizador actual.

Con un único sencillo paso, el nebulizador está listo para su uso. No precisa limpieza, ni desinfección tras cada uso.

Su pequeño tamaño, su carga por batería y su sistema de cápsulas monodosis desechables, permite que el paciente lo pueda transportar y utilizar en cualquier sitio.

"NEBULOK, mejora la calidad de vida de los pacientes, haciendo fácil, cómodo y seguro su tratamiento"



Cuerpo

Ergonómico, pequeño y manejable.



Batería

Se recarga igual que un móvil y tiene alta autonomía.



Cápsula

La cápsula viene precargada con la medicación y tiene la malla incorporada. Se inserta fácilmente en el nebulizador y tras su uso se desecha.


Permite administrar diferentes fármacos, con volúmenes y viscosidades diferentes, con un mismo nebulizador, simplemente cambiando de cápsula.



Electrónico

El dispositivo comienza a nebulizar simplemente apretando un botón. El sistema electrónico detecta la respiración del paciente adaptando el funcionamiento del nebulizador a su ritmo respiratorio.

Es un producto escalable con múltiples desarrollos basados en la telemedicina.



Malla vibratoria

La malla vibratoria, al estar integrada dentro de la cápsula y ser desechable, siempre estará limpia. Con sus orificios micrométricos sin impurezas, asegurando su correcto funcionamiento, sin riesgo de infecciones y sin necesidad de limpiarla ni desinfectarla.

Además permite una medicina personalizada, adaptando las características del binomio cápsula/malla a las necesidades del tratamiento y a la anatomía del paciente, sin cambiar de nebulizador.



Juan José Salegi / Ingeniero



Iñaki Salegi / Doctor en medicina

Los hermanos Juan José Salegi, ingeniero de profesión e Iñaki Salegi, médico neumólogo, unieron sus conocimientos con el fin de desarrollar un nuevo dispositivo médico (en el campo de las terapias nebulizadas) cuya innovación estuviera orientada a **mejorar la calidad de vida de los pacientes**.

El objetivo era desarrollar un nebulizador tan eficaz como los de la competencia pero que **revolucionara el modo de uso** de estos dispositivos (fuera fácil, cómodo y seguro).

Para ello, crearon la empresa **LAINOMEDICAL**, respaldada a su vez por **REINER GROUP**, expertos en tecnologías de inyección y soplado de materias plásticas, y **ORZA**, entidad de inversión directa perteneciente a los fondos de pensiones **GEROA** y **ELKARKIDETZA**, dedicada a la toma de participaciones en empresas no cotizadas en Euskadi.

REINER GROUP

